

No.	販売名	下記の供給が途絶した場合の作動			備考
		酸素	(圧縮)空気	電源	
1	アンブマティック	動作不可			
2	MONNAL ベンチレーター	動作可能	コンプレッサ内蔵	内蔵バッテリーにより動作	
3	ベアーカブ 750psv 小児用人工呼吸器	動作可能	動作可能	内蔵バッテリーにより動作	
4	人工呼吸器 T/バード シリーズ	動作可能	コンプレッサ内蔵	内蔵バッテリーにより動作	
5	人工呼吸器 T/バード シリーズ VELA	動作可能	コンプレッサ内蔵	内蔵バッテリーにより動作	
6	VIP バード シリーズ 小児用人工呼吸器	動作可能	動作可能	動作不可	
7	人工呼吸器 3100A HFOV	動作可能	動作可能	動作不可	
8	人工呼吸器 3100B HFOV	動作可能	動作可能	動作不可	
9	アヴェア ベンチレーター	動作可能	動作可能 (一部製品にコンプレッサ内蔵)	内蔵バッテリーにより動作	
10	エクリプスBP		コンプレッサ内蔵	動作不可	
11	RTXレスピレータ		コンプレッサ内蔵	動作不可	
12	VP-1000 全身麻酔装置	フロー設定不可	フロー設定不可		麻酔器本体に人工呼吸器は含みません
13	Salvia 麻酔用人工呼吸器	動作不可 -注	動作不可 -注	内蔵バッテリーにより動作	No.12麻酔器と併用する人工呼吸器 注:片ガス駆動のため、あらかじめ選択したガスが途絶した場合、動作不可(非選択ガスの途絶であれば動作可)
14	全身麻酔システム Daisy Whispa	人工呼吸:動作可能 -注	人工呼吸:動作可能 -注	内蔵バッテリーにより動作	注:片ガス駆動のため、あらかじめ選択したガスが途絶した場合、動作不可(非選択ガスの途絶であれば動作可)
15		フロー:設定不可	フロー:設定不可		
16	全身麻酔システム Daisy TS	人工呼吸:動作可能	人工呼吸:動作可能	内蔵バッテリーにより動作	人工呼吸器内蔵
17		フロー:設定不可	フロー:設定不可		
18	LP10 ポータブル ポリウムベンチレーター		コンプレッサ内蔵	内蔵バッテリーにより動作	
19	LP6Plus 多用途人工呼吸器		コンプレッサ内蔵	内蔵バッテリーにより動作	
20	CV5000 長期人工呼吸器	動作可能	動作可能	内蔵バッテリーにより動作	
21	バード ポータブル ベンチレーター エピアン	動作不可	動作不可	内蔵バッテリーにより動作	
22	シレンツィオ CP		コンプレッサ内蔵	動作不可	

※本表に共通する注意事項

- ・ガス源が途絶して動作可能な場合も、酸素濃度は保証されません
- ・内蔵バッテリーの動作時間は、バッテリーの充電容量、機器の換気条件等によります
- ・コンプレッサ内蔵には、タービン、ブLOWER、ピストン方式などによる吸気装置を含みます