

製造販売*	販売名	電力途絶 (BB:バッテリーバックアップ)					酸素途絶					空気途絶				全途絶 (BB:バッテリーバックアップ)				共通重要事項
		ベンチレータ	内蔵モニタ	流量計(ガス供給)	用手換気	その他	ベンチレータ**	内蔵モニタ	流量計(ガス供給)	用手換気	予備O2ポンベ ヨーク***	ベンチレータ	内蔵モニタ	流量計(ガス供給)	用手換気	ベンチレータ	内蔵モニタ	流量計(ガス供給)	用手換気	
GE ヘルスケア・ジャパン 株式会社	エイシス	BBあり	BBあり	BB中通常/ 終了後N2O遮断	通常		Air駆動に切換えて使用可	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	通常(Air駆動で使用中は不可)	通常	Air以外	Air以外	使用不可	BBあり	使用不可	使用不可	
	アバンス ケアステーション	BBあり	BBあり	BB中通常/ 終了後N2O遮断	通常		Air駆動に切換えて使用可	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	通常(Air駆動で使用中は不可)	通常	Air以外	Air以外	使用不可	BBあり	使用不可	使用不可	
	エスパイア View	BBあり	BBあり	BB中通常/ 終了後N2O遮断	通常		Air駆動に切換えて使用可	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	通常(Air駆動で使用中は不可)	通常	Air以外	Air以外	使用不可	BBあり	使用不可	使用不可	
	エスパイア7900	BBあり	BBあり	BB中通常/ 終了後N2O遮断	通常		Air駆動に切換えて使用可	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	通常(Air駆動で使用中は不可)	通常	Air以外	Air以外	使用不可	BBあり	使用不可	使用不可	
	エスパイア7100	BBあり	BBあり	BB中通常/ 終了後N2O遮断	通常		Air駆動に切換えて使用可	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	通常(Air駆動で使用中は不可)	通常	Air以外	Air以外	使用不可	BBあり	使用不可	使用不可	
	エスティバ7900	BBあり	BBあり	BB中通常/ 終了後N2O遮断	通常		Air駆動に切換えて使用可	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	通常(Air駆動で使用中は不可)	通常	Air以外	Air以外	使用不可	BBあり	使用不可	使用不可	
	エスティバ7100	BBあり	BBあり	BB中通常/ 終了後N2O遮断	通常		Air駆動に切換えて使用可	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	通常(Air駆動で使用中は不可)	通常	Air以外	Air以外	使用不可	BBあり	使用不可	使用不可	
S/5 ADU 麻酔ワークステーション	BBあり	BBあり	BB中通常/ 終了後N2O遮断	通常		Air駆動に切換えて使用可	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	通常(Air駆動で使用中は不可)	通常	Air以外	Air以外	使用不可	BBあり	使用不可	使用不可		
ドレーゲル・ メディカル 株式会社	プライマシE	BBあり	BBあり	BB中通常/ 終了後N2O遮断	通常		通常	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	通常	通常	Air以外	Air以外	BB中のみルーム エア-換気可	BBあり	使用不可	使用不可	
	アポロ	BBあり	BBあり	BB中通常/ 終了後の流量 は総流量計で確認可能	通常		通常	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	通常	通常	Air以外	Air以外	BB中のみルーム エア-換気可	BBあり	使用不可	使用不可	
	ファビウス GSプレミアム	BBあり	BBあり	BB中通常/ 終了後の流量 は総流量計で確認可能	通常		通常	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	通常	通常	Air以外	Air以外	BB中のみルーム エア-換気可	BBあり	使用不可	使用不可	
	ファビウス タイロ	BBあり	BBあり	BB中通常/ 終了後の流量 は総流量計で確認可能	通常		通常	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	通常	通常	Air以外	Air以外	BB中のみルーム エア-換気可	BBあり	使用不可	使用不可	
	ファビウス プラス	BBあり	BBあり	通常(電力不使用)	通常		通常	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	通常	通常	Air以外	Air以外	BB中のみルーム エア-換気可	BBあり	使用不可	使用不可	
	ファビウスMRI	BBあり	BBあり	BB中通常/ 終了後の流量 は総流量計で確認可能	通常		通常	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	通常	通常	Air以外	Air以外	BB中のみルーム エア-換気可	BBあり	使用不可	使用不可	
アコマ医科工業 株式会社	麻酔システムPRO-NEXT+i (O2駆動)	BBあり	BBあり	N2O遮断	通常		使用不可	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	通常	通常	Air以外	Air以外	使用不可	BBあり	使用不可	使用不可	
	麻酔システムPRO-NEXT+i (AIR駆動)	BBあり	BBあり	N2O遮断	通常		通常	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	使用不可	通常	Air以外	Air以外	使用不可	BBあり	使用不可	使用不可	
	麻酔システムPRO-NEXT+s (O2駆動)	BBあり	BBあり	通常(電力不使用)	通常		使用不可	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	通常	通常	Air以外	Air以外	使用不可	BBあり	使用不可	使用不可	
	麻酔システムPRO-NEXT+s (AIR駆動)	BBあり	BBあり	通常(電力不使用)	通常		通常	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	使用不可	通常	Air以外	Air以外	使用不可	BBあり	使用不可	使用不可	
	アネスビレータKMA-1300Vi (O2駆動)	BBあり	BBあり	N2O遮断	通常		使用不可	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	通常	通常	Air以外	Air以外	使用不可	BBあり	使用不可	使用不可	
	アネスビレータKMA-1300Vi (AIR駆動)	BBあり	BBあり	N2O遮断	通常		通常	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	使用不可	通常	Air以外	Air以外	使用不可	BBあり	使用不可	使用不可	
	アネスビレータKMA-1300Vs (O2駆動)	BBあり	BBあり	通常(電力不使用)	通常		使用不可	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	通常	通常	Air以外	Air以外	使用不可	BBあり	使用不可	使用不可	
	アネスビレータKMA-1300Vs (AIR駆動)	BBあり	BBあり	通常(電力不使用)	通常		通常	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	使用不可	通常	Air以外	Air以外	使用不可	BBあり	使用不可	使用不可	
	麻酔器PRO	内蔵なし	BBなし	通常(電力不使用)	通常		内蔵なし	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	内蔵なし	通常	Air以外	Air以外	内蔵なし	BBなし	使用不可	使用不可	
	麻酔器Vigor21 II DX	内蔵なし	BBなし	通常(電力不使用)	通常		内蔵なし	通常	N2O遮断	Airのみ	あり	内蔵なし	通常	通常	通常	内蔵なし	BBなし	使用不可	使用不可	
麻酔器Vigor21 II ST	内蔵なし	内蔵なし	通常(電力不使用)	通常		内蔵なし	内蔵なし	N2O遮断	Airのみ	なし	内蔵なし	通常	通常	通常	内蔵なし	内蔵なし	使用不可	使用不可		
麻酔器FO-20S	内蔵なし	内蔵なし	通常(電力不使用)	通常		内蔵なし	内蔵なし	N2O遮断	Airのみ	なし	内蔵なし	通常	通常	通常	内蔵なし	内蔵なし	使用不可	使用不可		
株式会社 ムラコメディカル	麻酔器 MA-300	内蔵なし	内蔵なし	通常(電力不使用)	通常		内蔵なし	内蔵なし	N2O遮断	使用不可	なし	内蔵なし	内蔵なし	Air以外	Air以外	内蔵なし	内蔵なし	使用不可	使用不可	
	麻酔器 Woody	内蔵なし	内蔵なし	通常(電力不使用)	通常		内蔵なし	内蔵なし	N2O遮断	使用不可	なし	内蔵なし	内蔵なし	Air以外	Air以外	内蔵なし	内蔵なし	使用不可	使用不可	
	麻酔器 ウッディ-RL	内蔵なし	内蔵なし	通常(電力不使用)	通常		内蔵なし	内蔵なし	N2O遮断	使用不可	なし	内蔵なし	内蔵なし	Air以外	Air以外	内蔵なし	内蔵なし	使用不可	使用不可	
	麻酔器 MA-110	内蔵なし	内蔵なし	通常(電力不使用)	通常		内蔵なし	内蔵なし	N2O遮断	使用不可	なし	内蔵なし	内蔵なし	Air以外	Air以外	内蔵なし	内蔵なし	使用不可	使用不可	
	麻酔器 dorf-500	内蔵なし	内蔵なし	通常(電力不使用)	通常		内蔵なし	内蔵なし	N2O遮断	使用不可	あり	内蔵なし	内蔵なし	Air以外	Air以外	内蔵なし	内蔵なし	使用不可	使用不可	
泉工医科工業 株式会社	メラ吸入麻酔システム PIXYS(O2駆動)	BBあり	BBあり	N2O遮断	通常		使用不可	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	通常	通常	Air以外	Air以外	使用不可	BBあり	使用不可	使用不可	
	メラ吸入麻酔システム PIXYS(Air駆動)	BBあり	BBあり	N2O遮断	通常		使用不可	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	使用不可	通常	Air以外	Air以外	使用不可	BBあり	使用不可	使用不可	
	メラ吸入麻酔システム Canopus F3	BBあり	BBあり	N2O遮断	通常		使用不可	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	通常(Air駆動で使用中は不可)	通常	Air以外	Air以外	使用不可	BBあり	使用不可	使用不可	
	メラ全身麻酔器 MD-757XLV	使用不可	BBあり	N2O遮断	通常		使用不可	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	通常	通常	Air以外	Air以外	使用不可	BBあり	使用不可	使用不可	
	メラ全身麻酔器 MD-755XLV	使用不可	BBあり	N2O遮断	通常		使用不可	通常	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり	通常	通常	Air以外	Air以外	使用不可	BBあり	使用不可	使用不可	
	メラ全身麻酔器 MD-751AK(Airあり)	内蔵なし	内蔵なし	通常(電力不使用)	通常		内蔵なし	内蔵なし	N2O遮断・Airのみ	Airのみ	あり/なし	内蔵なし	内蔵なし	Air以外	Air以外	内蔵なし	内蔵なし	使用不可	使用不可	
メラ全身麻酔器 MD-751AK(Airなし)	内蔵なし	内蔵なし	通常(電力不使用)	通常		内蔵なし	内蔵なし	N2O遮断	不可	あり/なし	内蔵なし	内蔵なし	Air以外	Air以外	内蔵なし	内蔵なし	使用不可	使用不可		

電気と酸素の途絶に対する機種毎の対応の相違を理解することも重要ですが、何れにせよ電気・酸素ともバックアップは限定的なので、いかなる場合もバッグバルブマスク等の室内空気による用手換気手段を備えることが不可欠です。(日本医療機器工業会麻酔機器委員会)

注記 *詳細は各社担当窓口へお問い合わせください。
**ベンチレータ駆動ガスは、O2/Airをユーザが切換可能な機種と、出荷時点で選択固定されユーザが切換できない機種がある。
***予備O2ポンベは量的・時間的に限られるので、酸素供給バックアップの記載に反映せず、ヨークの有無のみ記載した。